



●● Version glissable



Le plateau de transfert est destiné aux personnes voulant se transférer d'un fauteuil roulant au siège conducteur ou passager d'un véhicule.

Il permet de combler le vide entre le fauteuil roulant et le siège du véhicule pour assurer un transfert en toute sécurité.

Une fois le transfert réalisé, il sait se montrer très discret puisqu'il pivote de 90°, pour venir se ranger contre le

montant de la porte situé entre la portière avant et la portière arrière du véhicule. Il ne gêne en rien l'utilisation de la ceinture d'origine. Quand l'espace entre le siège d'origine et le montant est trop étroit, la planche est alors fournie en version démontable.

Le RM205 peut être installé indifféremment sur les voitures à 3 ou 5 portes. Plusieurs tailles sont disponibles. Il est agréé pour une charge de 110 KG maxi.

●● Version démontable

